

Máquina Veterinaria de ECG Portátil

Modelo: ECG-10AV, ECG-30AV, ECG-60LV

Características:

- 1) Ajuste automático de la línea de base para una impresión óptima
- 2) 10 segundos de vista previa
- 3) Paquete de software de gato & perro
- 4) Adquisición simultánea de 7 derivaciones
- 5) Modos de operación: AUTO, AUTO 2, MAN y ANA
- 6) Filtros: HUM, EMG, ADS
- 7) Fuente de alimentación: CA, CC, batería
- 8) Modos del cable: Estándar y Cabrera
- 9) Almacenamiento de datos: 12 archivos de ECG en la unidad principal, 250 archivos de ECG en la tarjeta SD
- 10) Compacto y ligero
- 11) Detección de cable



ECG-10AV



ECG-30AV



ECG-60LV

Hoja de Funciones de ECG:

| Modelo | Canal | Medición Auto | Análisis Auto | Tamaño del LCD | Formas de Onda | Ancho de Papel | Info | Archivo | Ayudo | RS232 | USB | Tarjeta SD |
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|---------|-------|-------|--------|------------|
| ECG-10AV | 1-Channel | Sí | Sí | 3.8" | 7-ch | 50mm | Sí | Sí | Sí | Sí | Opción | Opción |
| ECG-30AV | 3-Channel | Sí | Sí | 3.8" | 7-ch | 63mm | Sí | Sí | Sí | Sí | Opción | Opción |
| ECG-60LV | 6-Channel | Sí | Sí | 6" | 7-ch | 112mm | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

Especificación:

- Estándar de Seguridad: Clase I de CEI, tipo de CF
- Modo de Adquisición: 7 adquisiciones de cable simultáneamente
- Circuito de Entrada: Flotante, protección contra desfibrilador y marcapasos
- Convertidor de A / D: 12 tasa de bits
- Constante de Tiempo: > 3.2s
- Respuesta de Frecuencia: 0.05Hz ~ 165Hz
- Sensibilidad: 2,5, 5, 10, 20, 40 (mm / mV ± 2%), Auto
- Impedancia de Entrada: ≥50MΩ
- Corriente del circuito de entrada: ≤50nA
- Voltaje de calibración: 1mV ± 2%
- Nivel de ruido: <15μVp-p
- Línea de Base contra la Deriva: Automática
- Filtro: Filtro de EMG: 25Hz ~ 45Hz (-3dB);
Filtro de ADS: Auto (0.15-0.50Hz)
Filtro de HUM: 50Hz / 60Hz (-20dB)
- Rechazo al Aodo Común: > 100dB
- Fuga de Corriente del Paciente: <10μA
- Velocidad del papel: 6.25 / 12.5 / 25 / 50mm / s
- Papel de la grabación:
 - ① 50mm (ancho), 20m / 30m (longitud), rollo (ECG-10AV)
 - ② 63mm (anchura), 20m / 30m (longitud), rollo (ECG-30AV)
 - ③ 112mm (anchura), 20m / 30m (longitud), rollo (ECG-60LV)
- Suministro Eléctrico:
 - CA: 110 / 220V, 50 / 60Hz
 - CC: 12V, batería recargable incorporada
- Dimensión:
 - ① 295mmx260mmx60mm (Unidad Principal de ECG-10AV)
415mmx195mmx380mm (Cartón de ECG-10AV)
 - ② 345mmx300mmx80mm (Unidad Principal de ECG-30AV)
415mmx195mmx380mm (Cartón de ECG-30AV)
 - ③ 345mmx300mmx80mm (Unidad Principal de ECG-60LV)
415mmx195mmx380mm (Cartón de ECG-60LV)
- Peso neto: 2.3kgs (ECG-10AV), 2.5kgs (ECG-30AV / ECG-60LV)
- Peso bruto: 4.5kgs (ECG-10AV / ECG-30AV / ECG-60LV)



Estándar:

Unidad principal de ECG, cable de ECG, electrodos veterinarios (tipo de pinza), guarda de polvo, batería recargable, papel térmico, rodillo de papel, destornillador.

Opcional:

Estación de trabajo de ECG, tablero funcional de USB, tarjeta SD, carretilla de aluminio, caso que lleva.