

Mesa de Exámenes Veterinarios

Modelo: MT-1000, MT-1200

Caraterísticas:

Tamaño:

MT-1000: 1000mm*500mm*820mm (L*A*A)

MT-1200: 1200mm*600mm*820mm (L*A*A)

Aplicación para el diagnóstico de animales.

Material de acero inoxidable que ayuda a prevenir la corrosión, el óxido y la alta temperatura.

La rueda de la cadena puede moverse convenientemente.



Mesa de Exámenes Veterinarios con Pesaje

Modelo: MT-1200W

Caraterísticas:

Tamaño: 1200mm*600mm*820mm (L*A*A)

Altura de la cerca: 300mm

Aplicación para diagnósticos de animales, añadir la función de ponderación;

Material de acero inoxidable que ayuda a prevenir la corrosión, el óxido y la alta temperatura.

La rueda de la cadena puede moverse convenientemente.



144

Mesa de Transfusión Veterinaria

Modelo: TT-1000, TT-1200

Caraterísticas:

1) Tamaño:

TT-1000: 1000mm*500mm*620mm (L*A*A)

TT-1200: 1200mm*600mm*620mm (L*A*A)

2) Aplicación a la transfusión de animales.

3) Material de acero inoxidable que ayuda a prevenir la corrosión, el óxido y la alta temperatura.

4) La rueda de la cadena puede moverse convenientemente.

