


口腔X线数字成像系统 Intraoral digital x-ray imaging system


EasyDent



尖牙



磨牙



前牙



种植体



概述和性能特点:

- ◎ 功能强大的EasyDent软件，集洽谈、诊断、模拟种植、患者管理、MiniPACS功能于一身。
- ◎ 切角直接数字化技术产生超清晰的图像。
- ◎ 采用USB2.0接口，使用方便，便于移动。
- ◎ 传感器兼顾大小和厚度要求，适合亚洲人使用。
- ◎ 采用最新 CMOS-APS感光处理器。
- ◎ 9种语言选择

FEATURES:

- ◎ Excellent image quality based on advanced CMOS technology.
- ◎ Optimized sensor shape for human oral structure.
- ◎ Low-dose performance.
- ◎ 9 languages optional.



- ◎ Easy-to-use USB2.0 interface.
- ◎ Support for the sensor is provided by compatible software program such as EasyDent, for other custom applications, a programmer's guide is available.



Shinova Systems Co., Ltd.